

# Laser Lance Blutentnahmesystem

## Die gute Nachricht für Diabetiker: Laser Lance

- Schmerzarme Blutentnahme aus dem Finger
- Keine Kontamination
- Keine weiteren Verbrauchsartikel wie z. B. Lanzetten notwendig
- Kein Nachbluten
- Schnell heilend
- Sicher in der Handhabung

Das handliche „Laser Lance“ Gerät erzeugt einen gefahrlosen Laserstrahl, welcher schmerzfrei (leichtes Kribbeln) das Blutgefäß öffnet. Einstellbar auf alle Hauttypen, ideal auch bei Kindern, integrierter Akku (50 Punktionen pro Akkuladung).

### Anwendung in 5 Schritten:

1. Akku-Ladezustand prüfen
2. Linse reinigen
3. Hautstärke einstellen
4. Fingerbeere auflegen und auslösen
5. Blut an der Fingerbeere entnehmen

### Technische Daten:

Laser-Wellenlänge: 2.940 nm  
 Linse: a 15 mm  
 Stärkeneinstellung: 5 Läserstärken  
 Format: 37 × 118 × 18 mm  
 Akku: Li-Ionen-Akku, aufladbar  
 Menge der Entnahmen pro Akku-Ladung: 50 Punktionen  
 Arbeitstemperatur: + 10 °C bis 40 °C  
 Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90 %



Art. Nr.	Artikel	VE	Preis je VE	Menge
390090	Laser Lance LUV GL-01	1 Stück	298,50 €	

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen.  
**Dieses Angebot ist gültig bis zum 31. Dezember 2018.**



**Bestell-Fax**  
**0800 / 100 04 50**

(kostenfrei)

**Wörner Medizinprodukte  
und Logistik GmbH**  
Ferdinand-Lassalle-Straße 37  
72770 Reutlingen

Tel. 07121/6962050  
Fax. 0800/1000450  
woerner-medizinprodukte.de

Praxis \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift